



## Microcarrier Spinner Flask Magna Flex

### Microcarrier Spinner Flask Magna Flex™

Los frascos de centrifugado Celstir® y Magna Flex™ de WHEATON® son productos de alta calidad con una vida útil larga, con una eficiencia alta y un mantenimiento bajo. Los frascos Celstir® son ideales para cultivar una amplia variedad de células, como células de insectos, hibridomas y muchas otras células adaptadas a la suspensión. Los frascos Magna Flex™ son adecuados para cultivos de microportadores. Los frascos Celstir® y Magna Flex™ se fabrican con vidrio de borosilicato tipo I autoclavable. Los frascos WHEATON® se pueden utilizar en cualquier tipo de agitadores magnéticos.

**Material de suministro:** Frasco, unidad de agitación con tapa y tapas para los brazos laterales.

- Diseñado para cultivos de microportadores con un agitador magnético
- Agitación suave proporcionada por un impulsor de cristal en forma de bulbo
- Relación de espacio de cabeza 1: 1 para el intercambio de gas ideal
- Vidrio de borosilicato autoclavable que cumple con los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase A



Code	Description	Packaging
LLG04658730	Spinner Flasks Magna-Flex® Complete 1/1	1 pz.
LLG04658731	Spinner Flasks Magna-Flex® Complete 2/1	1 pz.
LLG04658732	Spinner Flasks Magna-Flex® Complete 5/1	1 pz.
LLG04658733	Spinner Flasks Magna-Flex® Complete 1/1	1 pz.
LLG04658734	Spinner Flasks Magna-Flex® Complete 6/1	1 pz.
LLG06239455	WHEATON-cell culture bottles Magna-FI/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

