



## Sistemas de baño abierto, acero inoxidable

### Sistemas de baño abierto, acero inoxidable

Una alternativa económica a los baños de calefacción integrados para temperaturas de hasta 150 ° C. El controlador descansa firmemente en el baño pero se puede quitar con facilidad para limpiar el tanque. La abertura generosa del baño facilita el acceso a las muestras y la cubierta incluida del baño mejora la estabilidad.

- Temperaturas de trabajo de + 10 ° hasta 150 ° C
- Controlador avanzado programable de temperatura MX
- Depósito de 6, 10, 20 o 28 litros
- Punto DuraTop™ resistente químicamente, regulador giratorio Swivel 180™ (en modelos avanzados programables y avanzados digitales)
- Apertura de la tapa con enfriamiento opcional (modelos de 10, 20 y 28 litros)
- Capacidad de circulación externa
- Cumple con los requisitos de seguridad de la clase I de la norma DIN 12876-1 para el uso con líquidos no inflamables.
- Incluye la cubierta del baño

Rango de temperatura de trabajo: +10° & +150 °C (+135 °C, tipo MX)

Estabilidad de la temperatura: ± 0,01 °C (± 0,07 °C, tipo MX)

Capacidad de calefacción: 2,2 kW (1,1 kW, tipo MX)

Capacidad de la bomba: 16,7 l/min / 0,25 bar (tipo AP, AD)

11,9 l/min / 0,12 bar (tipo MX)



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG04658639 | Bath thermostat with stainless steel /1 | 1 pz.     |
| LLG04658640 | Bath thermostat with stainless steel /1 | 1 pz.     |
| LLG04658641 | Bath thermostat with stainless steel /1 | 1 pz.     |
| LLG04658642 | Bath thermostat with stainless steel /1 | 1 pz.     |
| LLG04658643 | Bath thermostat with stainless steel /1 | 1 pz.     |
| LLG04658644 | Bath thermostat with stainless steel /1 | 1 pz.     |
| LLG04658645 | Bath thermostat with stainless steel /1 | 1 pz.     |
| LLG04658646 | Bath thermostat with stainless steel /1 | 1 pz.     |
| LLG04658647 | Bath thermostat with stainless steel /1 | 1 pz.     |
| LLG04658648 | Bath thermostat with stainless steel /1 | 1 pz.     |
| LLG04658649 | Bath thermostat with stainless steel /1 | 1 pz.     |
| LLG04658650 | Bath thermostat with stainless steel /1 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

