



Sistemas de baño abierto, acero inoxidable

Sistemas de baño abierto, acero inoxidable

Una alternativa económica a los baños de calefacción integrados para temperaturas de hasta 150 ° C. El controlador descansa firmemente en el baño pero se puede quitar con facilidad para limpiar el tanque. La abertura generosa del baño facilita el acceso a las muestras y la cubierta incluida del baño mejora la estabilidad.

- Temperaturas de trabajo de + 10 ° hasta 150 ° C
- Controlador avanzado programable de temperatura MX
- Depósito de 6, 10, 20 o 28 litros
- Punto DuraTop™ resistente químicamente, regulador giratorio Swivel 180™ (en modelos avanzados programables y avanzados digitales)
- Apertura de la tapa con enfriamiento opcional (modelos de 10, 20 y 28 litros)
- Capacidad de circulación externa
- Cumple con los requisitos de seguridad de la clase I de la norma DIN 12876-1 para el uso con líquidos no inflamables.
- Incluye la cubierta del baño

Rango de temperatura de trabajo: +10° & +150 °C (+135 °C, tipo MX)

Estabilidad de la temperatura: ± 0,01 °C (± 0,07 °C, tipo MX)

Capacidad de calefacción: 2,2 kW (1,1 kW, tipo MX)

Capacidad de la bomba: 16,7 l/min / 0,25 bar (tipo AP, AD)

11,9 l/min / 0,12 bar (tipo MX)



Code	Description	Packaging
LLG04658639	Bath thermostat with stainless steel /1	1 pz.
LLG04658640	Bath thermostat with stainless steel /1	1 pz.
LLG04658641	Bath thermostat with stainless steel /1	1 pz.
LLG04658642	Bath thermostat with stainless steel /1	1 pz.
LLG04658643	Bath thermostat with stainless steel /1	1 pz.
LLG04658644	Bath thermostat with stainless steel /1	1 pz.
LLG04658645	Bath thermostat with stainless steel /1	1 pz.
LLG04658646	Bath thermostat with stainless steel /1	1 pz.
LLG04658647	Bath thermostat with stainless steel /1	1 pz.
LLG04658648	Bath thermostat with stainless steel /1	1 pz.
LLG04658649	Bath thermostat with stainless steel /1	1 pz.
LLG04658650	Bath thermostat with stainless steel /1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

