

**Vial para tejidos CryoELITE®, estéril**

El frasco para tejidos CryoELITE® está diseñado específicamente para la recolección, transporte y almacenamiento de tejidos. A diferencia de las células y los biofluidos, los especímenes de tejido tienen requisitos particulares para el almacenamiento criogénico. Ofreciendo a los investigadores un vial uniforme capaz de mantener la integridad de la muestra mientras maximiza la capacidad de almacenamiento y organización, los frascos de tejido CryoELITE cuentan con una abertura de boca ancha, capacidad de 5 ml y cierre de alta integridad. El frasco de tejido CryoELITE ofrece a los investigadores que trabajan con muestras de tejidos facilidad de uso, comodidad y seguridad. Los frascos de tejido CryoELITE® se fabrican a partir de polipropileno virgen criogénico de baja unión que cumple con la clasificación USP Clase VI. Lote probado y certificado como libre de pirógenos, RNasa / DNasa y endotoxinas, los viales tienen una capacidad de muestra de 5 ml y un intervalo de temperatura de almacenamiento de -156 ° C a 121 ° C. La tapa roscada externamente proporciona un sello que supera las clasificaciones DOT e IATA para especímenes de diagnóstico y su transporte y es capaz de mantener un cierre seguro durante procedimientos de congelación / descongelación. Los viales tienen un fondo plano y una superficie externa punteada para facilitar el manejo.



- Certificado de lotes que garantiza la integridad del producto, libre de RNasa / DNasa y endotoxinas
- El sellado de la tapa supera las regulaciones DOT e IATA que garantizan la máxima protección de las muestras durante el transporte y exigen el manejo de congelación-descongelación
- Boca ancha para inserción y extracción de tejido con fórceps
- Volumen de 5 ml para uso con secciones de tejido
- Indicadores direccionales para permitir la orientación del tejido dentro del vial



Code	Description	Packaging
LLG04658776	CryoELITE® Tissue Vial 5ml WHT, STR/250	250 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

