

**Soporte para 3 electrodos LLG****LLG Labware****Soporte para 3 electrodos LLG**

Con conducto para cables. Para tres electrodos, tres aperturas con diám. 16 mm. Apertura adicional para sensor de temperatura. Tres juntas para una gran flexibilidad y opciones de ajuste.

Placa base: 105 x 125 mm

Peso placa base: 0,7 kg

Peso brazo: 0,1 kg

Altura máx. del brazo: 320 mm



Code	Description	Packaging
LLG06286248	LLG-Electrode stand for 3 electrodes	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

