



Microscopios USB de mano para la industria

Microscopios USB de mano para la industria

Los microscopios USB digitales Dino-Lite son potentes, portátiles y fáciles de usar para muchas aplicaciones diferentes en la industria y en las ciencias de los materiales. La mayoría de los modelos tienen un polarizador para trabajar con objetos reflectantes. Además de los LEDs de luz blanca estándar, hay disponibles modelos de LEDs ultravioleta o infrarrojo para muestras y aplicaciones específicas.

- USB 2.0, máximo 30 fps
- Resolución de imagen de 1,3 o 5 MP
- Sensor de bordes para reducir al mínimo los errores de imagen o viñeteado
- Profundidad de campo extendida (EDOF)
- Rango dinámico extendido (EDR)
- Lectura automática de ampliación (AMR)
- Polarizador ajustable
- Control de LED flexible (FLC)

Material de suministro: Bolsa de transporte, CD de software para Windows y Mac OS (no para los modelos EDOF, EDR), portaobjetos de calibración, manual



Code	Description	Packaging
LLG06285921	Dino-Lite universal digital microscop/1	1 pz.
LLG06285922	Dino-Lite universal edge digital micr/1	1 pz.
LLG06285923	Dino-Lite universal edge digital micr/1	1 pz.
LLG06285924	Dino-Lite universal edge digital USB /1	1 pz.
LLG06285925	Dino-Lite universal edge digital USB /1	1 pz.
LLG06285926	Dino-Lite digital microscope USB long/1	1 pz.
LLG06285927	Dino-Lite edge digital USB microscope/1	1 pz.
LLG06285928	Dino-Lite edge digital USB microscope/1	1 pz.
LLG06285929	Dino-Lite edge digital USB microscope/1	1 pz.
LLG06285930	Dino-Lite edge digital USB microscope/1	1 pz.
LLG06285931	Dino-Lite edge digital microscope USB/1	1 pz.
LLG06285932	Dino-Lite edge digital microscope USB/1	1 pz.
LLG06285933	Dino-Lite digital microscope USB spec/1	1 pz.
LLG06285934	Dino-Lite digital microscope USB spec/1	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

