



Microscopio de fluorescencia portátil USB Hand

Microscopio de fluorescencia portátil USB Hand

Los microscopios de fluorescencia Dino-Lite son considerados los microscopios de fluorescencia más pequeños. Son flexibles, compactos, fáciles de usar y económicos. Con LEDs de excitación de 400 a 620 nm, son adecuados para ver una amplia gama de luminóforos para aplicaciones en biología, patología y anatomía.

- USB 2.0, 30 fps
- Resolución de imagen de 1,3 megapíxeles (1280x1024)
- Fuente de luz conmutable de LEDs fluorescentes a un LED blanco para la localización y el enfoque del objeto
- Filtro de emisión de paso largo
- Garantía: 2 años

Material de suministro: Bolsa de transporte, CD de software para Windows y Mac OS, diapositiva de calibración, manual



Code	Description	Packaging
LLG06285935	Dino-Lite edge digital microscope USB/1	1 pz.
LLG06285936	Dino-Lite edge digital microscope USB/1	1 pz.
LLG06285937	Dino-Lite edge digital microscope USB/1	1 pz.
LLG06285938	Dino-Lite edge digital microscope USB/1	1 pz.
LLG06285939	Dino-Lite edge digital microscope USB/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

