



Microcentrífuga III

Gerber Instruments AG

Microcentrífuga III

Pequeña centrífuga para la determinación de la grasa en la leche y los productos lácteos según Gerber o Babcock.

-Control por microprocesador con visualización real en minutos y segundos, ajustable de 1 a 99 minutos

-Calefacción con anuncios de 2 segmentos, ajustable de 0 a 65 ° C

-Mayor precisión gracias a la velocidad controlada

-Desconexión por desequilibrio en caso de llenado desigual o rotura repentina de vidrio

-Incluye el rotor (aluminio) y el casquillo (latón)

Especificaciones

Velocidad (fija): 1280 rpm

Dimensiones (An x L x Alt): 450 x 530 x 290 mm

Peso (con rotor y mangas): hasta 34 kg

Fuente de alimentación: 115-230 VAC, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06286207	Centrifuge Micro III for 8 Butyromete/1	1 pz.
LLG06286208	Centrifuge Micro III for 12 Butyromet/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

