



## Vasos Dewar de acero al cromo

### Vasos Dewar de acero al cromo

Acero al cromo-níquel, irrompible, abierto. Con aislamiento permanente de alto vacío. Rango de temperatura: -269 a 300°C. 5 años de garantía para el aislamiento.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09031982 | Dewar vessels,chrome steel,cap. 1 ltr,i | 1 pz.     |
| LLG09031983 | Dewar vessels,chrome steel,cap. 1 ltr,i | 1 pz.     |
| LLG09031984 | Dewar vessels,chrome steel,cap. 2 ltr,i | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

