



Vasos Dewar de acero al cromo

Vasos Dewar de acero al cromo

Acero al cromo-níquel, irrompible, abierto. Con aislamiento permanente de alto vacío. Rango de temperatura: -269 a 300°C. 5 años de garantía para el aislamiento.



Code	Description	Packaging
LLG09031982	Dewar vessels,chrome steel,cap. 1 ltr,i	1 pz.
LLG09031983	Dewar vessels,chrome steel,cap. 1 ltr,i	1 pz.
LLG09031984	Dewar vessels,chrome steel,cap. 2 ltr,i	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

