

**Baños de circulación con calefacción con controlador de temperatura MX****Baños de circulación con calefacción con controlador de temperatura MX**

Los termostatos están disponibles en 4 tamaños de baño combinados con 4 reguladores de temperatura diferentes. Una pantalla grande, giratoria de 180° permite una buena visibilidad y control de los valores establecidos desde diferentes ángulos.

- Los tamaños de los depósitos van de 7 a 75 litros
- Bomba de presión y succión (modelos seleccionados)
- Soporte de la tapa LidDock™
- DuraTop™, tapa del baño de fenol moldeado con precisión resistente a los productos químicos de laboratorio
- Sistema de control ambiental WhisperCool®
- Sistema de refrigeración Cool Command™
- Filtro de aire lavable
- Gran abertura del baño y el drenaje
- Fácil conexión de las conexiones de fluidos
- Configuración y funcionamiento intuitivos, con ayuda en varios idiomas e indicaciones en la pantalla
- Configuración y mantenimiento simplificados
- Protección contra el exceso de temperatura
- Clases de seguridad, según las normas DIN 12876-1 Clase III para el uso con líquidos inflamables (modelos seleccionados)
- Temperatura de trabajo: +10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta los 135 °C
- Estabilidad de la temperatura: $\pm 0,07$ °C
- Bomba: 1 velocidad
- Presión de la bomba (máx.): 1,8 psi (0,12 bar)
- Circulación externa: lazo cerrado



Code	Description	Packaging
LLG04658635	Circulator 20L, MX heated, +10...+135/1	1 pz.
LLG06281071	Circulator MX, 7 L, heated +10°...+13/1	1 pz.
LLG07920413	Circulator 15L, MX heated, +10...+135/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

