



Patrones de osmolaridad

Patrones de osmolaridad

Estándares de osmolaridad para la calibración y el control, compatibles con todos los tipos de osmómetros. Amplio rango: 50 a 3000 mOsmol/kg H₂O, certificado ISO 17025. Valores de 100 a 700 mOsmol/kg H₂O según la Farmacopea Europea 2.2.35 y la Farmacopea Americana 785. 12 ampollas de 5 ml cada una.



Code	Description	Packaging
LLG06270201	H2O Osmolality Standard 5 ml 500mOsm/12	12 pz.
LLG06280786	H2O Osmolality Standard 5 ml 290mOsm/12	12 pz.
LLG06284310	H2O Osmolality Standard 5 ml 300mOsm/12	12 pz.
LLG06286324	H2O Osmolality Standard 5 ml 100mOsm/12	12 pz.
LLG06286325	H2O Osmolality Standard 5 ml 200mOsm/12	12 pz.
LLG06286326	H2O Osmolality Standard 5 ml 50mOsm//12	12 pz.
LLG06286327	H2O Osmolality Standard 5 ml 600mOsm/12	12 pz.
LLG06286328	H2O Osmolality Standard 5 ml 700mOsm/12	12 pz.
LLG06286329	H2O Osmolality Standard 5 ml 1000mOs/12	12 pz.
LLG06286330	H2O Osmolality Standard 5 ml 1500mOs/12	12 pz.
LLG06286331	H2O Osmolality Standard 5 ml 2000mOs/12	12 pz.
LLG06286332	H2O Osmolality Standard 5 ml 2500mOs/12	12 pz.
LLG06286333	H2O Osmolality Standard 5 ml 3000mOs/12	12 pz.
LLG06286334	H2O Osmolality Standard 5 ml 850mOsm/12	12 pz.
LLG06286335	H2O Osmolality Standard 5 ml 900mOsm/12	12 pz.
LLG07970554	H2O Osmolality Standard 5 ml 400mOsm/12	12 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

