



Patrones de osmolaridad

Patrones de osmolaridad

Estándares de osmolaridad para la calibración y el control, compatibles con todos los tipos de osmómetros. Amplio rango: 50 a 3000 mOsmol/kg H₂O, certificado ISO 17025. Valores de 100 a 700 mOsmol/kg H₂O según la Farmacopea Europea 2.2.35 y la Farmacopea Americana 785. 12 ampollas de 5 ml cada una.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06270201 | H2O Osmolality Standard 5 ml 500mOsm/12 | 12 pz. |
| LLG06280786 | H2O Osmolality Standard 5 ml 290mOsm/12 | 12 pz. |
| LLG06284310 | H2O Osmolality Standard 5 ml 300mOsm/12 | 12 pz. |
| LLG06286324 | H2O Osmolality Standard 5 ml 100mOsm/12 | 12 pz. |
| LLG06286325 | H2O Osmolality Standard 5 ml 200mOsm/12 | 12 pz. |
| LLG06286326 | H2O Osmolality Standard 5 ml 50mOsm//12 | 12 pz. |
| LLG06286327 | H2O Osmolality Standard 5 ml 600mOsm/12 | 12 pz. |
| LLG06286328 | H2O Osmolality Standard 5 ml 700mOsm/12 | 12 pz. |
| LLG06286329 | H2O Osmolality Standard 5 ml 1000mOs/12 | 12 pz. |
| LLG06286330 | H2O Osmolality Standard 5 ml 1500mOs/12 | 12 pz. |
| LLG06286331 | H2O Osmolality Standard 5 ml 2000mOs/12 | 12 pz. |
| LLG06286332 | H2O Osmolality Standard 5 ml 2500mOs/12 | 12 pz. |
| LLG06286333 | H2O Osmolality Standard 5 ml 3000mOs/12 | 12 pz. |
| LLG06286334 | H2O Osmolality Standard 5 ml 850mOsm/12 | 12 pz. |
| LLG06286335 | H2O Osmolality Standard 5 ml 900mOsm/12 | 12 pz. |
| LLG07970554 | H2O Osmolality Standard 5 ml 400mOsm/12 | 12 pz. |





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

