



## Patrones de osmolaridad

### Patrones de osmolaridad

Estándares de osmolaridad para la calibración y el control, compatibles con todos los tipos de osmómetros. Amplio rango: 50 a 3000 mOsmol/kg H<sub>2</sub>O, certificado ISO 17025. Valores de 100 a 700 mOsmol/kg H<sub>2</sub>O según la Farmacopea Europea 2.2.35 y la Farmacopea Americana 785. 12 ampollas de 5 ml cada una.



Code	Description	Packaging
LLG06270201	H2O Osmolality Standard 5 ml 500mOsm/12	12 pz.
LLG06280786	H2O Osmolality Standard 5 ml 290mOsm/12	12 pz.
LLG06284310	H2O Osmolality Standard 5 ml 300mOsm/12	12 pz.
LLG06286324	H2O Osmolality Standard 5 ml 100mOsm/12	12 pz.
LLG06286325	H2O Osmolality Standard 5 ml 200mOsm/12	12 pz.
LLG06286326	H2O Osmolality Standard 5 ml 50mOsm//12	12 pz.
LLG06286327	H2O Osmolality Standard 5 ml 600mOsm/12	12 pz.
LLG06286328	H2O Osmolality Standard 5 ml 700mOsm/12	12 pz.
LLG06286329	H2O Osmolality Standard 5 ml 1000mOs/12	12 pz.
LLG06286330	H2O Osmolality Standard 5 ml 1500mOs/12	12 pz.
LLG06286331	H2O Osmolality Standard 5 ml 2000mOs/12	12 pz.
LLG06286332	H2O Osmolality Standard 5 ml 2500mOs/12	12 pz.
LLG06286333	H2O Osmolality Standard 5 ml 3000mOs/12	12 pz.
LLG06286334	H2O Osmolality Standard 5 ml 850mOsm/12	12 pz.
LLG06286335	H2O Osmolality Standard 5 ml 900mOsm/12	12 pz.
LLG07970554	H2O Osmolality Standard 5 ml 400mOsm/12	12 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

