

**Vasos Dewar, forma cilíndrica, para CO₂ y LN₂****KGW****Vasos Dewar, forma cilíndrica, para CO₂ y LN₂**

DURAN®. DIN EN ISO 16496. Cilíndricos. Con carcasa protectora de metal recubierta de azul. Todos los recipientes pueden suministrarse también sin carcasa, sin plata o plateados con tiras de visión opuestas. Tapones - pedir por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09032011	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 100	1 pz.
LLG09032012	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 200	1 pz.
LLG09032013	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 300	1 pz.
LLG09032015	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 500	1 pz.
LLG09032018	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 800	1 pz.
LLG09032019	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 120	1 pz.
LLG09032021	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 100	1 pz.
LLG09032022	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 150	1 pz.
LLG09032024	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 150	1 pz.
LLG09032025	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 200	1 pz.
LLG09032027	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 150	1 pz.
LLG09032028	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 200	1 pz.
LLG09032030	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 250	1 pz.
LLG09032033	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 400	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

