

**Vasos Dewar, forma cilíndrica, para CO<sub>2</sub> y LN<sub>2</sub>****KGW****Vasos Dewar, forma cilíndrica, para CO<sub>2</sub> y LN<sub>2</sub>**

DURAN®. DIN EN ISO 16496. Cilíndricos. Con carcasa protectora de metal recubierta de azul.  
Todos los recipientes pueden suministrarse también sin carcasa, sin plata o plateados con tiras de visión opuestas. Taponos - pedir por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09032011	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 100	1 pz.
LLG09032012	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 200	1 pz.
LLG09032013	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 300	1 pz.
LLG09032015	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 500	1 pz.
LLG09032018	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 800	1 pz.
LLG09032019	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 120	1 pz.
LLG09032021	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 100	1 pz.
LLG09032022	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 150	1 pz.
LLG09032024	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 150	1 pz.
LLG09032025	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 200	1 pz.
LLG09032027	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 150	1 pz.
LLG09032028	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 200	1 pz.
LLG09032030	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 250	1 pz.
LLG09032033	Dewar vessels,aluminium jacket,cap. 400	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

