



Botella de almacenamiento para electrodos

Botella de almacenamiento para electrodos

Botella de 250 ml, con tapón de rosca y sellado. Pedir la solución KCl por separado.



Code	Description	Packaging
LLG06286316	Electrode storage bottle 250 ml, w. s/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

