



## Sistema de enjuage de pipetas

### Sistema de enjuage de pipetas

Para una limpieza fácil y suave de las pipetas según el principio del elevador de succión. Un sistema de enjuague completo consiste en un lavador de pipetas, un recipiente de remojo de pipetas y una cesta de pipetas, pedir por separado. Resistente al calor hasta 105 °C, buena resistencia química.

**Cesta de pipetas:** Para sostener pipetas de hasta 600 mm o buretas según Mohr. La cesta está equipada con un asa y un anillo de altura ajustable. El fondo de PE elástico reduce el riesgo de que se dañen las pipetas.

**Recipiente de remojo de pipetas:** Para la limpieza previa de las pipetas

**Aclarador de pipetas:** Para enjuagar las pipetas pre-limpiadas. El sifón de vaciado permite un constante intercambio de agua. La entrada de agua debe ser de aproximadamente 2 l/min.



Code	Description	Packaging
LLG09273920	Pipet soaking jar 160 mm diam.HDPE wit	1 pz
LLG09273925	Pipet soaking jar 160 mm diam.HDPE wit	1 pz
LLG09273980	Pipet baskets,PE-HD,for pipettes upto 3	1 pz
LLG09273985	Pipet baskets,PE-HD,for pipettes upto 4	1 pz
LLG09273990	Pipet basket with grip, HDPEfor pipets	1 pz
LLG09409238	Automatic pipette washer, PE-HDfor pipe	1 pz
LLG09409239	Automatic pipette washer, PE-HDfor pipe	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

