



Soportes para los homogeneizadores POLYTRON[®]

Soportes para los homogeneizadores POLYTRON[®]

HS 1200 E: Soporte para la unidad de accionamiento, transformador, cuatro agregados de dispersión y dos herramientas.

ST-P 13/320: Soporte de placa de acero inoxidable con alfombrilla antideslizante de silicona, con soporte de altura ajustable para el accionamiento y para la fijación de la estación base.

ST-P 01/200: Soporte de articulación de acero inoxidable (muelle de gas) con dos remaches para la fijación segura de la estación base. El soporte del accionamiento puede girarse en cualquier dirección, subir y bajar.

ST-P 15/320: Soporte de placa de acero inoxidable con soporte de altura ajustable para el soporte del accionamiento y para la fijación segura de la estación básica.

ST-P 20/600: Soporte de placas con diseño de dos barras. Altura ajustable.

ST-P 10/600: Soporte de placa con diseño de una sola varilla. Permite un ajuste de altura fácil y seguro de la unidad motriz. Material: Aluminio

ST-F 10/600: Soporte de pie en H de aluminio anodizado y la mesa de trabajo ajustable en altura y giratoria revestida de PTFE con soporte para vasos. Material: Aluminio

ST-P 14/590+500: Soporte de placa eléctrica con barra telescópica de elevación para mayor facilidad de uso. Incluye un botón de subida/bajada y una alfombrilla para evitar el deslizamiento. Carrera de 500 mm. La electrónica está diseñada para temperaturas ambiente de +5°C a +40°C y ha sido probada según EN 60335-1 y UL 962.

ST-P 21/700: Soporte de placa de acero inoxidable con diseño de dos barras. Altura ajustable. Para mayor seguridad, la unidad de accionamiento no puede ser girada lateralmente ni ser rotada.



Code	Description	Packaging
LLG04013055	POLYTRON® plate stand ST-P13/320 for /1	1 pz.
LLG04013056	POLYTRON® hinge stand ST-P01/200 for /1	1 pz.
LLG04013057	POLYTRON® plate stand ST-P15/320 for /1	1 pz.
LLG04013060	POLYTRON® plate stand ST-P20/600/1	1 pz.
LLG04013061	POLYTRON® plate stand ST-P10/600/1	1 pz.
LLG04013062	POLYTRON® H-stand ST-F10/600 anodised/1	1 pz.
LLG04013064	POLYTRON® telescopic stand ST-P14/590/1	1 pz.
LLG04013065	POLYTRON® telescopic stand ST-P14/590/1	1 pz.
LLG04013069	Vessel holder for ST-P10/600/1	1 pz.
LLG04013070	Vessel holder for ST-P 14/590+500/1	1 pz.
LLG04013072	Safety positioning ring for ST-P10/60/1	1 pz.
LLG04013073	Shortened boom rod for PT 2500 E for /1	1 pz.
LLG04013074	Shortened boom rod for PT 10-35 GT fo/1	1 pz.
LLG04013075	Boom adapter (1) for PT 3100 D, for c/1	1 pz.
LLG06260509	POLYTRON® holder HS 1200 E for PT 120/1	1 pz.
LLG07981188	Safety positioning ring for ST-F20/60/1	1 pz.
LLG07981189	Vessel holder w. guide for ST-F20/600/1	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

