



Impresora térmica para autoclaves automáticos

Impresora térmica para autoclaves automáticos

Impresora incorporada IT:

Para los modelos: AES-12, AES-28, AES-50, AES-75, AES-110, AES-150, AE-28-SECO, AE-50-SECO, AE-75-SECO, AE-110-SECO, AE-150-SECO, AHS-50-N, AHS-75-N, AH-21-L, AHS-50-SECO, AHS-75-SECO

Debe ser instalada de fábrica, pedir con el autoclave.

Impresora incorporada IT/TS:

Para los modelos: AE-50-B, AE-75-B, AE-110-B, AE-150-B, AH-21-B, AHS-50-B, AHS-75-B, AE-20-MP, AE-40-MP, AE-60-MP, AE-80-MP, AE-100-MP

Debe ser instalada de fábrica, pedir con el autoclave.

Impresora de mesa ITS:

Imprime el número de programa, el número de ciclo, la temperatura, la fecha y la hora de la ejecución. También se imprimen los mensajes de error. Con interfaz RS 232. Sólo para AES-12 / AES-28 / AES-50 / AES-75 / AES-110 / AES-150 / SECO



Impresora incorporada IT/TLV

Para TLV/Series

Debe ser instalada de fábrica, pedir con el autoclave.

Code	Description	Packaging
LLG06265153	Integrated thermic printer continuous/1	1 pz.
LLG06270012	Printer for autoclaves/1	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

