




Cámaras de recuento, Thoma

Cámaras de recuento, Thoma

Doble red de conteo. Sin clips de fijación. Calibrables. Profundidad de la cámara: 0,1 mm. La red de conteo es igual al cuadrado grande del centro de la cámara tipo Neubauer. La superficie del cuadrado más pequeño es de 0,0025 mm². Como no tiene los cuadrados grandes exteriores, las cámaras tipo Thoma sólo se utilizan para el recuento de trombocitos y eritrocitos.



Code	Description	Packaging
LLG09161080	Thoma counting chamber,double ruling	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

