



Vasos de precipitados para filtración, DURAN[®], paredes gruesas

DURAN Group

Vasos de precipitados para filtración, DURAN[®], paredes gruesas

- Con graduaciones aproximadas y pico
- Vidrio tipo I / vidrio neutro según USP, EP y JP
- Autoclavable



Code	Description	Packaging
LLG09051036	Beakers,DURAN®,(filter beakers),thick-w	1 pz
LLG09051044	Beakers,DURAN®,(filter beakers),thick-w	1 pz
LLG09051054	Beakers,DURAN®,(filter beakers),thick-w	1 pz
LLG09051063	Beakers,DURAN®,(filter beakers),thick-w	1 pz
LLG09051068	Beakers (filtering) 3000ml DURANwith gr	1 pz
LLG09051073	Beakers,DURAN®,(filter beakers),thick-w	1 pz
LLG09051086	Beakers (filtering) 10000ml DURANwithou	1 pz
LLG09051088	Beakers (filtering) 15000ml DURANwithou	1 pz
LLG09051091	Beakers (filtering) 20000ml DURANwithou	1 pz
LLG09051108	Beakers,DURAN®,(filter beakers),thick-w	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

