



Vasos de precipitados para filtración, DURAN<sup>®</sup>, paredes gruesas

DURAN Group

**Vasos de precipitados para filtración, DURAN<sup>®</sup>, paredes gruesas**

- Con graduaciones aproximadas y pico
- Vidrio tipo I / vidrio neutro según USP, EP y JP
- Autoclavable



Code	Description	Packaging
LLG09051036	Beakers,DURAN®,(filter beakers),thick-w	1 pz
LLG09051044	Beakers,DURAN®,(filter beakers),thick-w	1 pz
LLG09051054	Beakers,DURAN®,(filter beakers),thick-w	1 pz
LLG09051063	Beakers,DURAN®,(filter beakers),thick-w	1 pz
LLG09051068	Beakers (filtering) 3000ml DURANwith gr	1 pz
LLG09051073	Beakers,DURAN®,(filter beakers),thick-w	1 pz
LLG09051086	Beakers (filtering) 10000ml DURANwithou	1 pz
LLG09051088	Beakers (filtering) 15000ml DURANwithou	1 pz
LLG09051091	Beakers (filtering) 20000ml DURANwithou	1 pz
LLG09051108	Beakers,DURAN®,(filter beakers),thick-w	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

