


**Escurreidor, PS****Kartell****Escurreidor, PS**

Montaje en la pared, con un amplio canal de drenaje. Se pueden insertar varillas según se requiera. Los agujeros de las varillas están sellados en la parte posterior para evitar que el agua se filtre en la pared de atrás.

Se suministra con 72 varillas (15mm de diámetro, 95mm de largo), 11 varillas pequeñas (6mm de diámetro, 95mm de largo) tubo de drenaje y accesorios para el montaje en la pared.

Dimensiones (L x An x Alt): 450 x 110 x 630 mm



Code	Description	Packaging
LLG09003032	Small pegs for draining rackPS, pack/11	11 pz
LLG09003033	Pegs for draining rack PSpack of 72/72	72 pz
LLG09003240	Draining rack, PS, 72 pegs450 x 650 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

