

**Bombas peristálticas compactas, Reglo analógica**

Ismatec

**Bombas peristálticas compactas, Reglo analógica**

Para dosificar con extraordinaria precisión volúmenes desde 0,0002 a 68 ml/min. Minicassettes con sencillo montaje de los tubos "Click'n'go". La presión de ajuste se ajusta automáticamente. Con mando para accionar y apagar, y regular la velocidad. Diámetro interno de los tubos en todos los modelos: 0,13 a 3,17 mm. Tipos de tubo: código de 3 colores (3 Color-Code-Stopper).

-velocidad regulable

-consumo de 20 W

-interfaz analógica

-para tubos de 0,13 a 3,17 mm de diámetro interior

-código de color en los tubos

-interfaz analógica para el arranque, la parada, el sentido de giro (contacto sin tensión) y velocidad (0 a 5V, 0 a 20V, o bien, 0 a 20mA, 4 a 20 mA).

Medidas (largo x ancho x alto):

2 canales

2 canales (MS-2/6-160)

4 canales

100 x 178 x 143 mm

147 x 221 x 157 mm

100 x 190 x 143 mm





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

