

**Electrodos combinados de pH InLab[®]Easy**

Con cuerpo de polisulfona y electrolito de gel, cabezal roscable S7 o cable fijo con conector BNC.

Para mediciones sencillas, especialmente apropiado para medidores portátiles de pH.

Especificaciones

pH: 0 ... 14

Temperatura: 0 ... 80 °C

Longitud del cuerpo: 120 mm

Electrolito: KCl sat. 3 mol / l, con AgCl como gel, no rellenable



Code	Description	Packaging
LLG09041532	pH electrode InLab® Easy body length: 12	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

