

**Electrodos combinados de pH InLab<sup>®</sup>Easy**

Mettler-Toledo Online

**Electrodos combinados de pH InLab<sup>®</sup>Easy**

Con cuerpo de polisulfona y electrolito de gel, cabezal roscable S7 o cable fijo con conector BNC.

Para mediciones sencillas, especialmente apropiado para medidores portátiles de pH.

**Especificaciones****pH: 0 ... 14****Temperatura: 0 ... 80 °C****Longitud del cuerpo: 120 mm****Electrolito: KCl sat. 3 mol / l, con AgCl como gel, no rellenable**

| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09041532 | pH electrode InLab® Easy body length: 12 | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

