



## Gradilla para tubos de ensayo LIG, PP

### Gradilla para tubos de ensayo LIG, PP

Hecha de PP. Apilable. Se suministra en tres partes y es fácil de montar. Rejilla alfanumérica referenciada en el nivel superior para una fácil identificación de las muestras. Se puede utilizar en baños de agua. Con gran área de marcado lateral. Autoclavable.



Code	Description	Packaging
LLG06286169	LLG-Test tube rack, white, PP for 60 /1	1 pz.
LLG06286170	LLG-Test tube rack, blue, PP for 60 t/1	1 pz.
LLG06286171	LLG-Test tube rack, red, PP for 60 tu/1	1 pz.
LLG06286172	LLG-Test tube rack, white, PP for 40 /1	1 pz.
LLG06286173	LLG-Test tube rack, blue, PP for 40 t/1	1 pz.
LLG06286174	LLG-Test tube rack, red, PP for 40 tu/1	1 pz.
LLG06286175	LLG-Test tube rack, white, PP for 21 /1	1 pz.
LLG06286176	LLG-Test tube rack, blue, PP for 21 t/1	1 pz.
LLG06286177	LLG-Test tube rack, red, PP for 21 tu/1	1 PZ



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

