



Agitadores magnéticos Microstir[®]

Agitadores magnéticos Microstir[®]

- Ideales para mezclas sensibles al cizallamiento a baja velocidad
- De 5 a 200 rpm, unidades individuales y de cuatro posiciones
- Programables, control remoto y alarma

Especificaciones

Volumen de agitación(H₂O): 3 l

Rango de velocidad: 5 a 200 rpm

Temperatura ambiente permitida: 15 a 40 °C

Humedad relativa permitida: 80 % a 31 °C / 50 % a 40 °C

Material: aluminio pintado

Fuente de alimentación: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Grado de protección: IP 21

Garantía: 2 años





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

