



Bandejas insertables para armarios de seguridad de asecos, de PP, PE

asecos

Bandejas insertables para armarios de seguridad de asecos, de PP, PE

- Protección de la corrosión en caso de almacenamiento de materiales peligrosos algo agresivos
- recogida segura y fácil eliminación de los derrames o fugas
- fácilmente extraíbles



Code	Description	Packaging
LLG09840612	Inlaying pan made from polyethylene (PE	1 pz.
LLG09840614	PP-inlaying panwidth 420 mm	1 pz.
LLG09840619	PP-inlaying panwidth 858 mm, inserts Ph	1 pz.
LLG09840626	PP-inlaying panwidth 364 mm, for insert	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

