



**Bandejas insertables para armarios de seguridad de asecos, de PP, PE**

**asecos**

**Bandejas insertables para armarios de seguridad de asecos, de PP, PE**

- Protección de la corrosión en caso de almacenamiento de materiales peligrosos algo agresivos
- recogida segura y fácil eliminación de los derrames o fugas
- fácilmente extraíbles



Code	Description	Packaging
LLG09840612	Inlaying pan made from polyethylene (PE	1 pz.
LLG09840614	PP-inlaying panwidth 420 mm	1 pz.
LLG09840619	PP-inlaying panwidth 858 mm, inserts Ph	1 pz.
LLG09840626	PP-inlaying panwidth 364 mm, for insert	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

