



Nebulizador SG e1

Nebulizador SG e1

Nebulización con bomba potente y silenciosa. No depende de la red eléctrica. Nebuliza finamente líquidos con viscosidades parecidas a las de los aceites ligeros. El diámetro de partícula oscila entre 5 y 10 μm con un caudal de 20 ml/min (agua). La botella que contiene el reactivo a nebulizar es de vidrio de borosilicato. Se enrosca en el cabezal nebulizador, fabricado con PTFE de primera calidad, y se puede cambiar en sólo unos segundos. El cargador rápido puede servir como soporte de almacenamiento. Gracias a la protección contra sobrecargas, el nebulizador puede permanecer constantemente en el cargador. Se suministra con batería recargable, cargador, frasco y cabezal nebulizador.



Code	Description	Packaging
LLG09539045	Sprayer for TLC	1 pz.
LLG09539046	Reservoirs 50mlpack of 10/10	10 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

