



Microscopio digital RED-50x

Microscopio digital RED-50x

Microscopio digital por WiFi. Permite transmitir la imagen del microscopio a cualquier dispositivo que funcione con Android e iOS lo que facilita que usted se pueda mover por el laboratorio o el aula para mostrar y compartir su imagen.

- Cabeza monocular con cámara digital incorporada WiFi Cmos de 1/3"
- Resolución del sensor: 1,3 MP
- Transmisión WiFi: 1280 x 1024 píxeles
- Ocular Widefield WF10X / 18 mm, con puntero
- Révolver tiple invertido reversible
- Objetivos acromáticos 4X, 10X, 40X S, que se pueden bloquear
- Sistema de enfoque grueso
- Platina con condensador incorporado de 0,65 N.A. y clips de muestra "One-touch"
- Diafragma de disco
- Iluminación LED inalámbrico de 20 mA, 3,5 V, 70 mW con control de intensidad
- Fuente de alimentación 100-240 V (CE)
- Cubierta antipolvo, cargador y pilas incluidas
- Motic Images 3.0 para Windows, OSX y Linux
- Diapositiva de calibración Motic de 4 puntos
- Sistema operativo: Windows, OSX, Android e iOS.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

