



## Microscopio de laboratorio RED 220

### Microscopio de laboratorio RED 220

Diseñado para estudiantes avanzados de biología, profesores, médicos y técnicos de laboratorio.

- Cabezal binocular tipo Siedentopf, 30 ° inclinado, se puede girar 360 °
- Oculares Widefield WF10X / 20 mm
- Révolver cuádruple invertido reversible
- Objetivos acromáticos SP 4X, 10X, 40X S, 100X S
- Sistema coaxial de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión
- Platina coaxial de posición baja incorporada
- Condensador Abbe 1,25N.A.con diafragma
- Iluminación LED 3 W con control de intensidad
- Fuente de alimentación 100-240 V (CE)
- Cubierta antipolvo, aceite de inmersión (5 ml) y recogedor de cables
- Disponible bajo pedido el microscopio monocular / trinocular



Code	Description	Packaging
LLG06285859	Stereo microscope RED-220 binocular I/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

