



## Estereomicroscopios educativos, RED 30S

### Estereomicroscopios educativos, RED 30S

Con luz LED independiente. Fáciles de usar y muy innovadores. Las muestras se fijan fácilmente gracias a los clips "One-touch" de Motic. Soporte de brazo fijo con mango de transporte integrado para un soporte estable y fácil transporte.

- Aumentos (2x, 4x)
- Cabezal binocular, 45 ° inclinada
- Oculares Widefield WF10X / 20 mm
- Cambiador de aumento de la torreta con 2 objetivos (2x, 4x)
- Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión
- Base con brazo fijo y asa de transporte
- Iluminación LED recargable con control de intensidad independiente
- Fuente de alimentación 100-240 V (CE), cargador y baterías incluidas
- Platina negra/blanca y esmerilada, clips para sujetar la muestra "One-touch" y tapa protectora contra el polvo
- 10 años de garantía



Code	Description	Packaging
LLG06281648	Stereo microscope RED30S binocular le/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

