

**Estereomicroscopio Zoom SMZ-Series****Motic****Estereomicroscopio Zoom SMZ-Series**

Rendimiento óptico convincente combinado con una huella compacta y una mecánica robusta para diversas aplicaciones industriales.

- Tipo Greenough
- Cabeza trinocular, inclinada 45°, girando 360°.
- División óptica fija 50:50
- Oculares de campo amplio WF10X/23 mm, incl. copas oculares (SMZ-171), oculares de campo amplio WF10X/20 mm, incl. copas oculares (SMZ-161)
- Enfoque grueso, ajustable
- Placa de escenario en blanco y negro (SMZ-171) y cubierta de polvo
- Soporte plano
- Soporte para el cabezal sin luz

SMZ-161-TP: Relación de zoom 6.1, distancia de trabajo 110 mm

SMZ-171-TP: Relación de zoom 6.7:1, distancia de trabajo 110 mm

Accesorios y opciones disponibles a petición.



Code	Description	Packaging
LLG07655592	LED ring light 60T lightness adjustab/1	1 pz.
LLG07659855	Zoom Stereo Microscope SMZ-171-TP Gre/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

