

**Estereomicroscopio Zoom SMZ-Series****Motic****Estereomicroscopio Zoom SMZ-Series**

Rendimiento óptico convincente combinado con una huella compacta y una mecánica robusta para diversas aplicaciones industriales.

- Tipo Greenough
- Cabeza trinocular, inclinada 45°, girando 360°.
- División óptica fija 50:50
- Oculares de campo amplio WF10X/23 mm, incl. copas oculares (SMZ-171), oculares de campo amplio WF10X/20 mm, incl. copas oculares (SMZ-161)
- Enfoque grueso, ajustable
- Placa de escenario en blanco y negro (SMZ-171) y cubierta de polvo
- Soporte plano
- Soporte para el cabezal sin luz

SMZ-161-TP: Relación de zoom 6.1, distancia de trabajo 110 mm

SMZ-171-TP: Relación de zoom 6.7:1, distancia de trabajo 110 mm

Accesorios y opciones disponibles a petición.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG07655592 | LED ring light 60T lightness adjustab/1 | 1 pz. |
| LLG07659855 | Zoom Stereo Microscope SMZ-171-TP Gre/1 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

