

**Rotulador para sala limpia, Edding 8011****Edding****Rotulador para sala limpia, Edding 8011**

Para la marcación permanente de papeles especiales de sala limpia y laminados en ambientes libres de polvo.

- A prueba de manchas y a prueba de agua
- Puede ser removido de la mayoría de los portaobjetos usando isopropanol
- Listo para usar
- Punta redonda
- Sin ningún tipo de xileno o tolueno añadido



Code	Description	Packaging
LLG06284876	Clean room marker Edding 8011 black,/10	10 pz.
LLG06286142	Clean room marker Edding 8011 blue, /10	10 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

