

**Accesorios para estufas de vacío VO**

**Módulo Premium:** El módulo premium incluye la entrada de gas inerte, conectores adicionales para las estanterías térmicas, uno para VO29, dos para VO49 / VO101 y una estantería térmica adicional para el tamaño de modelo 49/101.

**Módulo de bomba de vacío:** Sin bomba con placa metálica antivibratoria en la parte inferior para alojar la bomba de vacío, incluyendo puerta de cristal con visión completa, enchufe, cable de señalización y manguera de conexión al horno de vacío.

**Bomba de vacío resistente a los productos químicos:** Con 4x membranas, capacidad de la bomba: aprox. 50 NI/min = 3,0 m/h<sup>3</sup>, control automático de purga, incluyendo cable de señalización (3 m) para el control de la velocidad de rotación y manguera de conexión de vacío (3 m) con accesorios de conexión.



Code	Description	Packaging
LLG04663358	Chemically resistant vacuum pump	1 pezzo
LLG06071767	Thermoshelf SS 1.4404 for VO200	1 pz.
LLG06225112	Stainless steel thermo platefor VO 500	1 pz.
LLG09537938	Aluminium Thermo plate, anodizedfor VO	1 pz.
LLG09537939	Aluminium Thermo plate, anodizedfor VO	1 pz.
LLG09537940	Aluminium Thermo plate, anodizedfor VO	1 pz.
LLG09537941	Stainless steel thermo platefor VO 400	1 pz.
LLG09537944	Premium Module for VO 200consist: Optio	1 pz.
LLG09537945	Premium Module for VO 400consists: Opti	1 pz.
LLG09537946	Premium Module for VO 500consists Optio	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

