

**Accesorios para estufas de vacío VO****Memmert****Accesorios para estufas de vacío VO**

Módulo Premium: El módulo premium incluye la entrada de gas inerte, conectores adicionales para las estanterías térmicas, uno para VO29, dos para VO49 / VO101 y una estantería térmica adicional para el tamaño de modelo 49/101.

Módulo de bomba de vacío: Sin bomba con placa metálica antivibratoria en la parte inferior para alojar la bomba de vacío, incluyendo puerta de cristal con visión completa, enchufe, cable de señalización y manguera de conexión al horno de vacío.

Bomba de vacío resistente a los productos químicos: Con 4x membranas, capacidad de la bomba: aprox. 50 NI/min = 3,0 m/h³, control automático de purga, incluyendo cable de señalización (3 m) para el control de la velocidad de rotación y manguera de conexión de vacío (3 m) con accesorios de conexión.



Code	Description	Packaging
LLG04663358	Chemically resistant vacuum pump	1 pezzo
LLG06071767	Thermoshelf SS 1.4404 for VO200	1 pz.
LLG06225112	Stainless steel thermo platefor VO 500	1 pz.
LLG09537938	Aluminium Thermo plate, anodizedfor VO	1 pz.
LLG09537939	Aluminium Thermo plate, anodizedfor VO	1 pz.
LLG09537940	Aluminium Thermo plate, anodizedfor VO	1 pz.
LLG09537941	Stainless steel thermo platefor VO 400	1 pz.
LLG09537944	Premium Module for VO 200consist: Optio	1 pz.
LLG09537945	Premium Module for VO 400consists: Opti	1 pz.
LLG09537946	Premium Module for VO 500consists Optio	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

