

**Guantes para sala limpia Nitrilite<sup>®</sup>Silky, nitrilo****MAPA****Guantes para sala limpia Nitrilite<sup>®</sup>Silky, nitrilo**

Producidos en un ambiente controlado sin polvo. Presentan niveles excepcionalmente bajos de partículas para una excelente protección del producto. El polímero 100% nitrilo previene el riesgo de alergias relacionadas con las proteínas de látex. También proporcionan una excepcional resistencia química y de punción, para mayor seguridad. Todo esto sumado a las propiedades eléctricas óptimas, hace que los guantes Nitrilite<sup>®</sup> sean ideales para una amplia gama de sectores industriales.

-AQL de 1,5

**-Cat. III**

Embalaje: 50 guantes sellados al vacío en un polybag sellada al vacío, dos bolsas de 50 guantes por master polybag. Todo el embalaje y el etiquetado se imprimen con tinta resistente a IPA. Los guantes son de doble bolsa para un control superior de la contaminación. Empaquetados en una sala limpia ISO clase 5.

Según EN ISO 374-1:2016/Tipo B, EN ISO 374-5:2016



Code	Description	Packaging
LLG06253290	Gloves Nitrilite S(6-6½) Silky pack 100	100 pz.
LLG06253291	Gloves Nitrilite M(7-7½) Silky pack 100	100 pz.
LLG06253292	Gloves Nitrilite® size L (8-8½) whi/100	100 pz.
LLG06253293	Gloves Nitrilite® size XL (9-9½) wh/100	100 pz.
LLG06262160	Gloves Nitrilite® size XXL (10-10½)/100	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

