



## Escurreidores, alambre recubierto de PE

### Escurreidores, alambre recubierto de PE

Montaje en pared o sobre mesa. Con canal de goteo y patas con topes de plástico.



Code	Description	Packaging
LLG09003305	Draining racks,PE-coated wirefor 60 tes	1 pz.
LLG09003320	Draining racks,PE-coated wirefor 24 tes	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

