



Recipientes Dewar, forma esférica para LN₂

KGW

Recipientes Dewar, forma esférica para LN₂

DURAN® DIN 16496. Forma esférica. Con revestimiento de aluminio en color plateado, tapa aislante y bolsa de transporte.



Code	Description	Packaging
LLG09032115	Dewar flasks 5000mlwith aluminium casin	1 pz.
LLG09032127	Dewar flask 10.000mlgrade 24 AL	1 pz.
LLG09032740	Dewar vessel type 21AL1l spherical shap	1 pz.
LLG09032741	Dewar flask 3l grede 22AL	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

