



Tubos Cryo Redline[®], rosca externa

Tubos Cryo Redline[®], rosca externa

Se pueden almacenar cajas estándares de 9 x 9/10 x 10 lo que proporciona una capacidad de almacenamiento adicional del 23%. Se pueden cerrar con una sola mano. El tubo y la tapa están hechos de PP (con el mismo coeficiente de expansión). Disponen de una área para escribir y de una línea roja que marca el volumen máximo de llenado a 196 ° C, ARNasa / ADNase libre. Certificado de acuerdo a VDMax25.



Code	Description	Packaging
LLG06287049	Cryo-Tubes Redline® 0.5ml sterile,/1000	1000 pz.
LLG06287051	Cryo-Tubes Redline® 2.0ml sterile,/1000	1000 pz.
LLG06287052	Cryo-Tubes Redline® 4.0ml sterile, /500	500 pz.
LLG06287053	Cryo-Tubes Redline® 5.0ml sterile, /500	500 pz.
LLG06287054	Cryo-Tubes Redline® 0.5ml non ster/1000	1000 pz.
LLG06287055	Cryo-Tubes Redline® 1.0ml non ster/1000	1000 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

