



## Sistema de agua ultrapura OmniaTap

Stakpure GmbH

### Sistema de agua ultrapura OmniaTap

Para agua pura y agua ultrapura de tipo I + II.

OmniaTap es el sistema ideal cuando se requiere tanto agua pura como agua ultrapura, pero en cantidades relativamente pequeñas. Proporciona ambos tipos de agua en un solo sistema.

Además, permite conectar el sistema directamente a un grifo de agua potable. Un toque en el botón flexible del dispensador OptiFill activa la dispensación de agua ultrapura de tipo I a través del control digital del dispensador. La recirculación del agua pura contenida en el depósito de 10 litros instalado la mantiene permanentemente en calidad de tipo II.

### Aplicaciones:

**OmniaTap 6 / 12:** AAS, IC, ICP, buffers y preparación de medios

**OmniaTap 6 UV / 12 UV:** Análisis de ultratrazas, ICP-MS, HPLC, análisis TOC

**OmniaTap 6 UV/UF / 12 UV/UF:** Ciencias de la vida y microbiología, medios de cultivo celular

**Material de suministro:** Instrumento incl. cartuchos filtrantes y cápsula filtrante estéril de 0,2 µm

### Especificaciones

**Tipo II OmniaTap / OmniaTap UV / OmniaTap UV/UF**

**Salida del agua ultrapura:** 6 o 12 l/h

**Resistividad:** 15-10 MΩ·cm

**Conductividad:** 0,067-0,1 µS/cm

**Salida a presión del tanque de agua pura:** opcional

### Tipo I

**Rendimiento de la dispensación:** Hasta 2 l/min

**Resistividad:** 18,2 MΩ·cm

**Conductividad:** 0,055 µS/cm

**Bacterias (con filtrado final):** 0,1 CFU/ml

**Partículas (con filtrado final):** 1/ml

**Requerimientos del agua:** Agua potable según DIN 2000

**Dimensiones (An x L x Alt):** 390 x 615 x 720 mm

**Peso:** 20 kg / 21 kg / 21 kg

**Fuente de alimentación:** 90-240 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06272145	Pure water system OmniaTap 6/1	1 pz.
LLG06272150	Pure water system OmniaTap 12 UV/UF/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

