

**Bomba peristáltica VLP**

behr

**Bomba peristáltica VLP**

En comparación con la bomba peristáltica PLP, el rango de velocidad de la bomba peristáltica VLP es más amplio. Además, el modelo VLP ofrece la posibilidad de hacer programaciones como fijar el volumen y el tiempo de bombeo, una función de temporizador y mucho más.

**Especificaciones****Velocidad: 1 a 600 rpm, reversible****Precisión de la velocidad: 1 rpm****Control de la velocidad: pantalla táctil 4,3" Farb****Interfaz: RS232/485 MODBUS****Fuente de alimentación: 220V, 60Hz****Consumo energético: 50 W****Condiciones ambientales: 0 a 40 °C****Humedad relativa: 80%****Dimensiones (AnxLxAlt): 261 x 187 x 237 mm****Grado de protección: IP 31**

Code	Description	Packaging
LLG06287162	Peristaltic pump VLP 61_103 0.00025-2/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

