



Alfombrillas adhesivas Sticky Mat

Alfombrillas adhesivas Sticky Mat

El Sticky Mat proporciona una manera rápida, conveniente y confiable de limpiar suelas de zapatos u otros artículos antes de entrar a un área limpia e higiénica. Las alfombrillas adhesivas reducen significativamente los contaminantes transportados por el tráfico.

Cada Sticky Mat consiste en una pila de láminas adhesivas de polietileno que se desprenden, capturando eficazmente la suciedad y el polvo de las ruedas de los vehículos y equipos antes de que entren en los entornos controlados. Las pestañas de las esquinas están numeradas consecutivamente para mostrar el número de hojas restantes, lo que le ayuda a mantener un registro del número de hojas restantes y evitar que se quiten varias hojas a la vez.

Las alfombrillas adhesivas Ergomat White se fabrican en una hoja de 46 x 114 cm, se venden en almohadillas de 30 hojas, con 10 almohadillas por caja (300 hojas en total.)



Code	Description	Packaging
LLG06272241	Clean room mats Sticky Mat 46 x 114 /10	10 pz.
LLG06272242	Clean room mats Sticky Mat 46 x 114 /10	10 pz.
LLG06272243	Clean room mats Sticky Mat and Frame /1	1 pz.
LLG06272244	Clean room mats Sticky Mat and Frame /1	1 pz.
LLG06272245	Frame for clean room mats Sticky Mat/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

