



## Cartuchos de extracción, vidrio de borosilicato

### Cartuchos de extracción, vidrio de borosilicato

Recomendados para la extracción de Soxhlet con disolventes, que son incompatibles con fibras de celulosa, para filtrar el aire y los vapores de gases.

- Fabricados con fibras de borosilicato puro 100%, sin aglutinantes
- Alta capacidad de carga y alta permeabilidad al aire
- Espesor de 1,5 mm (diámetro 33 mm)
- Alta retención de partículas pequeñas, > 99% según BS 4400
- Buena estabilidad a altas temperaturas hasta 500 °C
- Recomendado para gases calientes, húmedos y ácidos
- Determinación gravimétrica de partículas en gases calientes

Otros tamaños disponibles bajo pedido.



Code	Description	Packaging
LLG04006162	Extraction thimbles Ø 19x90 mm 100 %/25	25 pz.
LLG04006163	Extraction thimbles Ø 22x80 mm 100 %/25	25 pz.
LLG04006164	Extraction thimbles Ø 25x100 mm 100 /25	25 pz.
LLG04006165	Extraction thimbles Ø 22x60 mm 100 %/25	25 pz.
LLG04006166	Extraction thimbles Ø 30x100 mm 100 /25	25 pz.
LLG04006167	Extraction thimbles Ø 33x94 mm 100 %/25	25 pz.
LLG04006168	Extraction thimbles Ø 43x123 mm 100 /25	25 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

