



Cartuchos de extracción, vidrio de borosilicato

Cartuchos de extracción, vidrio de borosilicato

Recomendados para la extracción de Soxhlet con disolventes, que son incompatibles con fibras de celulosa, para filtrar el aire y los vapores de gases.

- Fabricados con fibras de borosilicato puro 100%, sin aglutinantes
- Alta capacidad de carga y alta permeabilidad al aire
- Espesor de 1,5 mm (diámetro 33 mm)
- Alta retención de partículas pequeñas, > 99% según BS 4400
- Buena estabilidad a altas temperaturas hasta 500 °C
- Recomendado para gases calientes, húmedos y ácidos
- Determinación gravimétrica de partículas en gases calientes

Otros tamaños disponibles bajo pedido.



Code	Description	Packaging
LLG04006162	Extraction thimbles Ø 19x90 mm 100 %/25	25 pz.
LLG04006163	Extraction thimbles Ø 22x80 mm 100 %/25	25 pz.
LLG04006164	Extraction thimbles Ø 25x100 mm 100 /25	25 pz.
LLG04006165	Extraction thimbles Ø 22x60 mm 100 %/25	25 pz.
LLG04006166	Extraction thimbles Ø 30x100 mm 100 /25	25 pz.
LLG04006167	Extraction thimbles Ø 33x94 mm 100 %/25	25 pz.
LLG04006168	Extraction thimbles Ø 43x123 mm 100 /25	25 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

