



## Caja dispensadora para guantes, acero inoxidable

### Caja dispensadora para guantes, acero inoxidable

Acero inoxidable 18/8-9, para montaje en pared con tornillos y tacos, adecuado para 1 caja dispensadora o adecuado para 3 cajas dispensadoras.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

